



1




2




3



4



5



6

N.B.

Durante la menstruación puede surgir al poco frecuente Síndrome del Shock Tóxico (SST). Las señales de alerta de SST incluyen una fiebre alta y repentina, vómitos, diarrea intenso, dolor de cabeza, desmayos y mareos, una erupción parecida a las quemaduras del sol. Si tiene usted cualquiera de estos síntomas consulte al médico inmediatamente y adviértale que tiene usted la menstruación. Como precaución es conveniente que le quite el tampón. El SST es un estado poco frecuente que puede ocurrir con el uso de todos tipos de tampones secos. Otra vez: siempre controle si el tampón está rizado a tiempo. (fig. 6)

GYNOTEX WET (Avec gel lubrifiant aseptique)

Les Gynotex Soft tampons sont stériles et enveloppés séparément. Le tampon est destiné à fermer l'orifice de l'utérus. Ainsi les rapports sexuels restent possibles sans problème pendant les règles. Par ailleurs une séance de sauna ou de piscine peut être prévue sans souci. Bref, le Gynotex Soft Tampon est la solution idéale pour les femmes sportives et les femmes actives. A condition toutefois de bien placer Le Gynotex Soft Tampon.

Mode d'emploi

1. Toujours bien se laver les mains avant de placer et retirer le tampon. (fig. 1)
2. Retirez le Gynotex soft Tampon du blister en le déchirant en haut et en bas. (fig. 1)
3. Pour plus de confort placez le tampon en position debout en soulevant une jambe en la posant sur une chaise par exemple. (fig. 2)
4. Tenez ensuite le tampon entre le pouce et le majeur au milieu de l'une des faces lisses.
5. De l'autre main, écartez les lèvres de la vulve et introduire le tampon dans le vagin jusqu'à ce qu'il vienne en contact avec l'ouverture de l'utérus. (fig. 3)
6. Le Gynotex Soft Tampon peut être porté 8 heures maximum. Il est toutefois conseillé de remplacer le tampon au bout de 4 ou 6 heures. (fig. 4)
7. Utilisez votre index et votre majeur comme une pincette pour retirer le tampon. Si cela s'avérait difficile il est conseillé de vous accroupir. La profondeur du vagin est ainsi réduite. (fig. 5)
8. Pour l'emploi de Gynotex Soft Tampon pendant la grossesse, consultez votre gynécologue ou votre médecin. (fig. 6)

Attention

L'emploi correct et efficace de Gynotex Soft Tampon n'est garanti que pour un usage unique. La réutilisation du tampon peut entraîner des affections graves. Ne pas utiliser en cas de hymen existant et la date limite d'utilisation. El tampon contient de CHG aseptique.

N.B.

Pendant la menstruation, le Toxic Shock Syndrome rare pourra se manifester. Si pendant vos règles vous avez une haute fièvre soudaine, envie de vomir, de la diarrhée grave, du mal à la tête, vous tombé en défaillance, il se manifeste une éruption cuisante, consultez tout de suite votre médecin et informez lui, que vous avez vos règles. En guise de mesure de précaution, il est conseillé d'oter le tampon. Le Toxic Shock Syndrome peut se manifester à l'usage de plusieurs tampons secs. De nouveau: vérifiez régulièrement si le tampon a été ôté à l'heure. (fig. 6)

GYNOTEX WET (Com lubricação aseptico)

Os tampões Gynotex soft são esterilizados e embalados individualmente. O tampão deverá obstruir o colo do útero, possibilitando ter relações sexuais durante o período sem problemas. Para além disso, poderá continuar a frequentar a sauna ou a piscina. Este tampão apresenta ao mesmo tempo vantagens para mulheres que praticam desporto, assim como para as mulheres activas. Mas é essencial que o tampão Gynotex soft seja aplicado correctamente.

Sposób uzycia

1. Lave as mãos antes da aplicação e antes de retirar o tampão Gynotex soft. (fig. 1)
2. Retire o tampão esterilizado Gynotex soft da embalagem blister, separando a parte superior da parte inferior. (fig. 1)
3. A melhor posição para introduzir o tampão é de pé, apoiando uma perna em cima, por exemplo, de uma cadeira. (fig. 2)
4. A seguir coloque o dedo médio no centro de uma das extremidades planas.
5. Com a sua mão livre, separe os lábios da vagina, tornando-a mais acessível e empurre o tampão o mais possível para trás até estar em contacto com o colo do útero. (fig. 3)
6. Pode usar o tampão Gynotex soft durante cerca de oito horas consecutivas. No entanto é aconselhável mudá-lo a cada quatro ou seis horas. (fig. 4)
7. O tampão pode ser retirado utilizando o indicador e o médio como uma pinça. Se sentir dificuldades, coloque-se de cócoras, reduzindo desta forma a profundidade da vagina. (fig. 5)
8. Em caso de utilização do tampão Gynotex soft durante a gravidez consulte o seu ginecologista ou médico de família. (fig. 6)

Atenção

O bom funcionamento dos tampões Gynotex soft é garantido apenas se forem utilizados uma vez. A sua reutilização pode prejudicar gravemente a saúde. Abstenha-se do uso em caso de himen intacto e depois da data de expiração indicada. O tampão contém anti-microbios CHG.

Nota:

O Síndrome de Choque Tóxico é uma doença tóxica rara que pode ocorrer durante a menstruação. Se durante o período aparecerem de repente sintomas como febre alta, vómitos, diarreia, dores de cabeça, desmaios, erupções cutâneas semelhantes a queimaduras do sol, deve consultar imediatamente um médico informando-o de que está menstruada. É aconselhável como precaução retirar o tampão. O Síndrome de Choque Tóxico pode ocorrer aquando da utilização de qualquer tipo de tampão seco. É extremamente importante que troque o seu tampão com regularidade. (fig. 6)

GYNOTEX WET

Tampony Gynotex soft jsou sterilizované, každý tampon je balený zvlášť. Účelem použití tohoto tamponu je uzavřít krček dělohy. Tím se stane sexuální život během menstruační doby bezproblémový. Je možná i návštěva sauny nebo plovárny, použití tamponu je tedy velkou výhodou jak pro sportující tak i pracující ženu. Podmínkou je však správné zavedení Gynotex soft tamponu.

Návod k použití

1. Důkladně si předem umyjte ruce, jak před zavedením tak před odstraněním tamponu. (fig. 1)
2. Sterilizovaný Gynotex soft tampon vyjměte odtržením spodní části balení od horní části balení. (fig. 1)
3. Tampon zaveďte do pochvy nejlépe ve stoje, přičemž jednu nohu postavte například na židli. (fig. 2)

4. Položte prostředníček jedné ruky na střed jedné z plochých stran tamponu.
5. Prsty druhé ruky si stydké pysky oddělte a vsuňte tampon hluboko do pochvy tak, aby přišel do těsného kontaktu s krčkem dělohy. (fig. 3)
6. Gynotex soft tampon může být zaveden po dobu maximálně 8 hodin. Doporučuje se však tampon vyměnit již za 4 až 6 hodin. (fig. 4)
7. Pro odstranění tamponu utvořte ukazováčkem a prostředníčkem jakoby pinzetu. Pro snadnější odstranění je vhodné sednout si na bobek, čímž se zkrátí délka pochvy. (fig. 5)
8. Ohledně použití Gynotex soft tamponu během těhotenství se poraďte se svým lékařem nebo gynekologem. (fig. 6)

Upozornění

Dobrá účinnost Gynotex soft tamponu je zaručena pouze při jednorázovém použití. Znovupoužití tohoto tamponu může vést k vážným komplikacím. Tampon nepoužívat při existujících pánenských blanách a poukončení datumi. Tampony Gynotex-wet obsahují aseptick CHG.

Poznámka

Během menstruace se ve velmi ojedinělých případech může projevit tzv. Toxic Shock Syndrome. Jestliže během menstruace dostanete náhle vysokou horečku, chce se Vám zvracet, máte průjem, bolesti hlavy, omdlíte nebo se Vám objeví pálivá vyrážka, okamžitě informujte svého lékaře. Nezapomente sdělit, že máte momentálně menstruaci. Preventivně se doporučuje tampon raději odstranit. Tento ojedinělý Toxic Shock Syndrome se může projevit při používání různých druhů suchých tamponů. Pravidelně tedy hlídejte, aby byl tampon včas odstraněn. (fig. 6)